

# ENFit FLERGÅNGSSPRUTOR

Enterala sprutor med ENFit-fattning i 10 ml, 20 ml och 60 ml.  
För användning till samma patient.



## ENFit flergångssprutor

ENFit-flergångssprutor är enterala sprutor som används som tillbehör till sondmatningssystem. De är till för medicinering, spolning med vatten samt bolusmatning.

Sprutorna har en ENFit-fattning som passar till hela ENFit-systemet (aggregat, sonder och övriga infarter). Sprutorna passar inte i luerinfarter.

**Sprutorna är osterila efter första användningen och de får inte användas på mer än en patient.**

Sprutorna kan återanvändas på samma patient under förutsättning att de rengörs enligt tillverkarens rekommendationer (se separata rengöringsinstruktioner). Sprutorna kan användas upp till 7 dagar i följd.

### SPRUTORNA SKA KASTAS NÄR ANTINGEN:

- Graderingen blir otydlig eller börjar försvinna
- Kolven blir trög att använda
- Sprutan har använts i 7 dagar

### Sprutorna finns i tre storlekar:

- 10 ml (centrerad spets)
- 20 ml (centrerad spets)
- 60 ml (excentrisk spets)

Sprutorna är sterilt förpackade och fria från ftalater, DEHP, latex och PVC.

### Beställning

ENFit flergångssprutor kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt från vår webshop: [nutricia.se/order](http://nutricia.se/order), e-post: [order.amnse@danone.com](mailto:order.amnse@danone.com) eller telefon: 08-24 15 30.

Produkt	Art.nr	Antal/förp.
ENFit flergångsspruta 10 ml	90 04 80	30 st
ENFit flergångsspruta 20 ml	90 04 81	30 st
ENFit flergångsspruta 60 ml	90 04 91	30 st
Kork till ENFit-spruta	90 05 42	30 st



### RELETERADE TILLBEHÖR



### Kork till ENFit-spruta

Kork som skruvas på ENFit-sprutor.