

ENFit-SPRUTOR

Enterala sprutor med ENFit-fattning i
1 ml, 2,5 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 60 ml och 100 ml.
För engångsanvändning.



ENFit-sprutor

ENFit-sprutorna är enterala sprutor för användning som tillbehör till sondmatnings-system. De är till för medicinering, spolning med vatten samt bolusmatning. Sprutorna har en ENFit-fattning som passar till hela ENFit-systemet (aggregat, sonder och övriga infarter). Sprutorna passar inte i luerinfarter.

Sprutorna finns i sju storlekar:

- 1 ml (centrerad spets)
- 2,5 ml (centrerad spets)
- 5 ml (centrerad spets)
- 10 ml (centrerad spets)
- 20 ml (centrerad spets)
- 60 ml (excentrisk spets)
- 100 ml (centrerad spets)

Sprutorna är sterilt förpackade och är avsedda för engångsanvändning. Sprutorna är fria från ftalater, DEHP, latex och PVC.

Beställning

ENFit-sprutorna kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt från vår webshop: nutricia.se/order, e-post: order.amnse@danone.com eller telefon: 08-24 15 30.

| Produkt | Art.nr | Antal/förp. |
|------------------------|----------|-------------|
| ENFit-spruta 1 ml | 90 05 05 | 30 st |
| ENFit-spruta 2,5 ml | 90 05 06 | 30 st |
| ENFit-spruta 5 ml | 90 05 07 | 30 st |
| ENFit-spruta 10 ml | 90 05 43 | 30 st |
| ENFit-spruta 20 ml | 90 05 44 | 30 st |
| ENFit-spruta 60 ml | 90 04 92 | 30 st |
| ENFit-spruta 100 ml | 90 05 08 | 30 st |
| Kork till ENFit-spruta | 90 05 42 | 30 st |



RELETERADE TILLBEHÖR



Kork till ENFit-spruta

Kork som skruvas på ENFit-sprutor.