

# FLOCARE INFINITY II

Enteral nutritionspump för både stationärt och mobilt bruk





## Flocare Infinity II

**Flocare Infinity II** är en mycket exakt pump. Den är också marknadens minsta och lättaste enterala pump. Den är baserad på principen om peristaltisk rotation och är enbart avsedd för enteral användning. Flocare Infinity II pump är klassificerad IPX5 vilket betyder att den kan rengöras under rinnande vatten. Detta förhindrar bakterietillväxt som annars kan uppstå om inte pumpen kan rengöras ordentligt. Den är utrustad med automatiskt frilödesskydd och alarm (ljud och visuellt) för att garantera patientens säkerhet.

### För både stationärt och mobilt bruk

Flocare Infinity II pump är inte lägesberoende vilket gör den idealisk för både mobilt och stationärt bruk. För stationärt bruk kan det multifunktionella pumpfästet skruvas på pumpen med den tillhörande skruven. Pumpen kan fixeras i flera positioner (roterbar i 360°).

### Lätt att använda

Med varje pump medföljer en flerspråkig instruktionsbok, inklusive svenska. Dessutom ingår en svensk snabbguide med en stegvis praktisk genomgång av pumpen. Denna finns även för nedladdning på [www.nutricia.se](http://www.nutricia.se). En interaktiv pumputbildning på svenska (samt flera andra språk) finns även på: [www.nutriciaflocare.com](http://www.nutriciaflocare.com)

### Pumpaggregat

Flocare Infinity II pumpen ska enbart användas i kombination med lämpligt Flocare Infinity pumpaggregat. För information om våra aggregat och tillbehör se [www.nutricia.se](http://www.nutricia.se) eller kontakta lokal produktspecialist.

### Teknisk information

- Programmerbart volymintervall: 1 – 4000 ml
- Flödes hastighet: 1 – 400 ml/h i intervall om 1 ml
- Dubbel minnesfunktion – senast inställda matningsprogram och total volym sedan senaste nollställning
- IPX5 – pumpen kan rengöras under rinnande vatten
- Justerbara inställningar för:
  - Alarm volym: högt/lågt
  - Knappsats: Låst/olåst
  - Alarm på eller av när dos administreras
  - Ljus: på/av
- Flödesnoggrannhet: ± 5%
- Vikt: 392 g
- Storlek: 14 x 9,5 x 3,5 cm
- Lithium-jon batteri, 3,6 V DC 2000 mAh
  - 24h kapacitet vid 125ml/h
  - Ca 6h uppladdningstid
- Serviceintervall: 48 månader

### Vid order av ny pump:

Vårdenheter kan beställa direkt från vår webshop: [www.nutricia.se/order](http://www.nutricia.se/order)  
mail: [order.amnse@danone.com](mailto:order.amnse@danone.com) eller telefon: 08-24 15 30 (tonval 1)  
Best. nummer: 35682

### För lånepump, service, reservdelar och support

Kontakta Nordic Service Group via telefon: 08-515 101 90 eller  
e-post: [info.se@nordicservicegroup.com](mailto:info.se@nordicservicegroup.com)