

# FLOCARE CONTAINER

## 500 ml och 1000 ml

**Flocare Container**, tillsammans med sondmatningsaggregat, är ett öppet system som kan användas för administration av vatten eller specialblandningar i samband med sondmatning.

**Flocare Container** är en stabil container i mjuk plast tillverkad av polyethylene (LDPE). Flocare Container finns i två storlekar, 500 ml och 1000 ml och kan användas tillsammans med samtliga aggregat på marknaden. Containern har en plan botten och står stabilt på jämnt underlag vid fyllning. Flocare Container är engångsmaterial

### Beställning

Flocare Container kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt från vår webshop: [nutricia.se/order](http://nutricia.se/order), e-post: [order.amnse@danone.com](mailto:order.amnse@danone.com) eller telefon: 08-24 15 30.

Produkt	Art.nr	Förpackning
Flocare Container, 500 ml	76 55 11	30 st
Flocare Container, 1000 ml	75 98 03	30 st

