

SONDMATNINGSTILLBEHÖR

ADAPTRAR

Adapter för koppling från ENFit till ENLock- eller konfattning


Används för att kunna koppla ENFit aggregat till en sond/matningsslang med ENLock- eller konfattning.



PRODUKT	BEST.NR	ANTAL/FÖRP.
Adapter	90 05 47	6 x 5 st

Adapter för koppling från ENLock-, oral-, eller luerspruta till ENFit-fattning

Används för att kunna koppla ENLock-, oral-, eller luerspruta till ENFit aggregat inklusive medicinporten.



PRODUKT	BEST.NR	ANTAL/FÖRP.
Adapter	90 05 50	6 x 5 st

Adapter för koppling från ENLock aggregat till ENFit fattning

Används för att kunna koppla ENLock aggregat till en sond/matningsslang med ENFit fattning.



PRODUKT	BEST.NR	ANTAL/FÖRP.
Adapter	90 05 49	6 x 5 st

Stegadapter för koppling från ENLock till ENFit-fattning

Används för att kunna koppla ENFit aggregat till en sond/matningsslang med konfattning.



PRODUKT	BEST.NR	ANTAL/FÖRP.
Adapter	90 05 51	6 x 5 st