

FLOCARE INFINITY III

Enteral nutritionspump för både stationärt och mobilt bruk





Flocare Infinity III

Flocare Infinity III är en utveckling av den tidigare Flocare Infinity pumpen. Den har en enkel och användarvänlig design och har samma noggrannhet och säkerhet som tidigare.

Lätt att använda

Flocare Infinity III har ett intuitivt användargränssnitt med ergonomiskt utformade knappar och välkända symboler. Den har en stor och lättläst färgskärm med relevant information för att underlätta för vårdpersonal, patienter och anhöriga. Pumpen kan programmeras på svenska och på 18 olika språk. Den har 30 dagars historik som visas grafiskt där man även kan zooma in historiken dag för dag.

Säkerhet

Flocare Infinity III har en hög flödesnoggrannhet och den kan sköljas under rinnande vatten. Pumpen är utrustad med sensorer och säkerhetsanordningar med tydliga visuella och hörbara larm och varningsmeddelanden. Informationsknappen ger förslag på hur larmsituationen kan lösas.

Instruktioner

Med varje pump följer en flerspråkig instruktionsbok (inklusive svenska). Flocare Infinity III skall enbart användas i kombination med lämpligt Flocare Infinity pump-aggregat. Mer information om våra aggregat och tillbehör finns på www.nutricia.se eller kontakta en lokal produktspecialist från Nutricia.

Teknisk information

- Programmerbart volymintervall: 1 – 3500 ml
- Flödes hastighet: 1 – 600 ml/h i intervall om 1 ml
- Programmering
 - Volym-hastighet
 - Hastighet
 - Intermittent (kan anpassas till varje enskild patient)
- Historik: 30 dagar med detaljer dag för dag
- IP 25 – kan rengöras under rinnande vatten
- Flödesnoggrannhet +/- 5%
- Vikt: 434 g
- Storlek: 149 x 119 x 49 mm
- Lithium-jon batteri
 - 24 h kapacitet vid 125 ml/h
 - Ca 6 timmars uppladdningstid
- Förebyggande underhåll: 3 år
- Serviceintervall: 5 år

Vid order av ny pump:

Vårdenheter kan beställa direkt från vår webshop: www.nutriciastore.se
mail: order.amnse@danone.com eller telefon: 08-24 15 30 (tonval 1)
Best. nummer: 900536

För lånepump, service, reservdelar och support

Kontakta Nordic Service Group via telefon: 08-515 101 90 eller
e-post: info.se@nordicservicegroup.com