


FLOCARE INFINITY PUMPAGGREGAT

**Pumpaggregat – för
enteral matning med
nutritions pump.**

Flocare Infinity Pumpaggregat passar till Flocare Infinity nutritions pumpar. Alla tre aggregat är ftalat-fria, har ENFit fattning, en trevägskran och ett patenterat automatiskt friflödesskydd för patientens säkerhet.

Av miljöhänsyn är alla Flocare Infinity Pumpaggregat utan droppkammare.






Flocare Infinity Mobile Pumpaggregat

Ett kortare aggregat som passar till Nutricias sondnäringsflaska och alla andra sondnäringsförpackningar på marknaden som har ENPlus-port. För mobil användning. Längd 1620 mm.



Flocare Infinity Universal Pumpaggregat

Passar alla sondnäringsförpackningar på marknaden. Till aggregatet medföljer en flaskadapter och en flaskupphängare. Längd 2340 mm.



Flocare Infinity Pumpaggregat

Passar Nutricias sondnäringsflaska och alla andra sondnäringsförpackningar med ENPlus-port. Längd 2340 mm.

Beställning

Flocare Infinity Pumpaggregat kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt från vår webshop: nutriciastore.se, e-post: order.amnse@danone.com eller telefon: 08-24 15 30.

Produkt	Art.nr	Antal/förp.
Flocare Infinity Mobile Pumpaggregat	20 44 01	30 st
Flocare Infinity Universal Pumpaggregat	90 08 06	30 st
Flocare Infinity Pumpaggregat	90 08 05	30 st